








RUND UMS BETT

Bettunterlage Blue PU

-  **Optimiertes Lagermanagement**, da alle Produkte ohne vertragliche Bindung jederzeit für Sie verfügbar sind
-  **Intelligentes Wäschemanagement** durch integrierte wiederbeschreibbare RFID Transponder
-  **Steigerung der Profitabilität**
-  **Nachhaltigkeit** durch Optimierung der Lieferketten
-  **Verringerung des ökologischen Fußabdrucks**

- Rückseite und Saugvlies laminiert
- Oberfläche mit Saugvlies in Wellensteppung versteppt
- Ringsum besonders haltbar gekettelt
- Auf Wunsch bedruckbar

Größe: 75 × 85 cm

Material:

Oberseite: weißes Polyester-gewirk (angeraut) 85 g/m²,
 Saugvlies: Fasermischung-
 Nadelvlies 235 g/m²
 Barriere: hellblaues Polyester-
 gewirk (angeraut) mit einem
 Polyurethanfilm 150 g/m²

Farbe:

Oberfläche: weiß,
 Rückseite: blau

Verkaufseinheit:

50 Stück/Karton

Artikel-Nr.: 403001973

 OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
 STANDARD 100

 MIP ist
 Fördermitglied
 der RAL-Güte-
 gemeinschaft


waschen



wiederverwenden



nachhaltig



Bitte beachten Sie einen Mindestbestellwert von 750,00 EUR pro Bestellung.
 Alle Angaben sind Soll-Werte und unterliegen einer branchenüblichen Produktionstoleranz von 3–5%.

Tel.: +49 (0)40 739320-0 | info-europe@mipinc.com | www.mip-europe.com



Im Überblick

Artikelnummer	403001973	400221973	400081973
Name	Blue PU	Fusion	DermaCare
Größe	75 × 85 cm	89 × 89 cm	85 × 90 cm
Gewicht	ca. 300 g	ca. 435 g	ca. 400 g
Obere Schicht	100% Polyester 82 g/m ²	100% Polyester 160 g/m ²	100% Polyester 160 g/m ²
Mittlere Schicht	235 g/m ² 65/35 Poly/Rayon	235 g/m ² 65/35 Poly/Rayon	235 g/m ² 65/35 Poly/Rayon
Untere Schicht	PU laminiert 100% Polyester	PU laminiert 100% Polyester	PU laminiert 100% Polyester
Flächengewicht	477 g/m ²	578 g/m ²	555 g/m ²
Verarbeitung	Steppung Laminierung	Laminierung Laminierung	Steppung Laminierung
Einlaufwert	8% x 3%	2% x 2%	3% x 4%
Absorbtiionsgeschwindigkeit	✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Absorbtiionsmenge	✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Diffusion	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Langlebigkeit	✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Trocknen	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Kosten	€	€€€	€€