








RUND UMS BETT

## Unterlage DermaCare

-  Optimiertes Lagermanagement, da alle Produkte ohne vertragliche Bindung jederzeit für Sie verfügbar sind
-  Intelligentes Wäschemanagement durch integrierte wiederbeschreibbare RFID Transponder
-  Steigerung der Profitabilität
-  Nachhaltigkeit durch Optimierung der Lieferketten
-  Verringerung des ökologischen Fußabdrucks

- Sehr geringe Rückfeuchte
- Oberfläche mit Saugvlies in Wellensteppung versteppt
- Rückseite und Saugvlies laminiert
- Ringsum mit weißem Faden gekettelt


**Größe:**  
85 × 90 cm

**Material:**  
Oberfläche: 100 % Polyester, 160 g/m<sup>2</sup>  
Saugvlies: 65 % Polyester  
35 % Viskose, 235 g/m<sup>2</sup>  
Rückseite: 100 % Polyester  
PU-laminiert, 150 g/m<sup>2</sup>

**Farbe:**  
Oberfläche: türkis  
Rückseite: blau

**Verpackungseinheit:**  
40 Stück/Karton

**Artikel-Nr.:** 400081973



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100

MIP ist  
Fördermitglied  
der RAL-Güte-  
gemeinschaft



waschen



wiederverwenden



nachhaltig



Bitte beachten Sie einen Mindestbestellwert von 750,00 EUR pro Bestellung.  
Alle Angaben sind Soll-Werte und unterliegen einer branchenüblichen Produktionstoleranz von 3–5%.

Tel.: +49 (0)40 739320-0 | info-europe@mipinc.com | www.mip-europe.com



## Im Überblick

| Artikelnummer              | 400081973                                | 400221973                                | 403001973                                |
|----------------------------|--|--|--|
| Name                       | DermaCare                                | Fusion                                   | Blue PU                                  |
| Größe                      | 85 × 90 cm                               | 89 × 89 cm                               | 75 × 85 cm                               |
| Gewicht                    | ca. 400 g                                | ca. 435 g                                | ca. 300 g                                |
| Obere Schicht              | 100% Polyester<br>160 g/m <sup>2</sup>   | 100% Polyester<br>160 g/m <sup>2</sup>   | 100% Polyester<br>82 g/m <sup>2</sup>    |
| Mittlere Schicht           | 235 g/m <sup>2</sup><br>65/35 Poly/Rayon | 235 g/m <sup>2</sup><br>65/35 Poly/Rayon | 235 g/m <sup>2</sup><br>65/35 Poly/Rayon |
| Untere Schicht             | PU laminiert<br>100% Polyester           | PU laminiert<br>100% Polyester           | PU laminiert<br>100% Polyester           |
| Flächengewicht             | 555 g/m <sup>2</sup>                     | 578 g/m <sup>2</sup>                     | 477 g/m <sup>2</sup>                     |
| Verarbeitung               | Steppung<br>Laminierung                  | Laminierung<br>Laminierung               | Steppung<br>Laminierung                  |
| Einlaufwert                | 3% x 4%                                  | 2% x 2%                                  | 8% x 3%                                  |
| Absorbtionsgeschwindigkeit | ✓✓✓✓✓                                    | ✓✓✓✓                                     | ✓✓✓                                      |
| Absorbtionsmenge           | ✓✓✓✓✓                                    | ✓✓✓✓✓                                    | ✓✓✓✓                                     |
| Diffusion                  | ✓✓✓✓✓                                    | ✓✓✓✓✓                                    | ✓✓✓✓✓                                    |
| Langlebigkeit              | ✓✓✓✓✓                                    | ✓✓✓✓✓                                    | ✓✓✓                                      |
| Trocknen                   | ✓✓✓✓✓                                    | ✓✓✓✓✓                                    | ✓✓✓✓✓                                    |
| Kosten                     | €€                                       | €€€                                      | €  |