








RUND UMS BETT

## Fusion Premium Bettunterlage

-  Optimiertes Lagermanagement, da alle Produkte ohne vertragliche Bindung jederzeit für Sie verfügbar sind
-  Intelligentes Wäschemanagement durch integrierte wiederbeschreibbare RFID Transponder
-  Steigerung der Profitabilität
-  Nachhaltigkeit durch Optimierung der Lieferketten
-  Verringerung des ökologischen Fußabdrucks

- Ohne Steppnähte auf der Oberseite
- Mit Overlocknaht umkettelt
- 3-lagig laminierte Bettunterlage
- FUSION Aufdruck auf der Unterseite

**Größe:**

ca. 89 × 89 cm

**Material:**

Oberseite:

 100% Polyester, 160 g/m<sup>2</sup>

Saugvlies:

 65% Polyester, 35% Viskose, 235 g/m<sup>2</sup>
**Rückseite:**

 100% Polyester, PU-laminiert, 150 g/m<sup>2</sup>
**Farbe:**

Oberfläche: weiß,

Rückseite: blau mit Aufdruck

**Verkaufseinheit:**

40 Stück/Karton

**Artikel-Nr.:** 400221973

 OEKO-TEX®  
 CONFIDENCE IN TEXTILES  
 STANDARD 100

 MIP ist  
 Fördermitglied  
 der RAL-Güte-  
 gemeinschaft


waschen



wiederverwenden



nachhaltig


 Bitte beachten Sie einen Mindestbestellwert von 750,00 EUR pro Bestellung.  
 Alle Angaben sind Soll-Werte und unterliegen einer branchenüblichen Produktionstoleranz von 3–5%.

Tel.: +49 (0)40 739320-0 | info-europe@mipinc.com | www.mip-europe.com



Vorteile	Nachhaltig	Verbesserte Hautgesundheit der Patient:innen	Höhere Patientenzufriedenheit	Hohe Lebensdauer	Umfassender Schutz der Bettwäsche	Unterstützende Maßnahme zur Reduktion von Druckgeschwüren
Patient:innen		●	●	●	●	●
Pflegekräfte		●	●	●	●	●
Wäschereien	●			●	●	
Einkauf Verwaltung	●	●	●	●	●	●

Artikelnummer	400221973	400081973	403001973
Name	Fusion	DermaCare	Blue PU
Größe	89 × 89 cm	85 × 90 cm	75 × 85 cm
Gewicht	ca. 435 g	ca. 400 g	ca. 300 g
Obere Schicht	100% Polyester 160 g/m <sup>2</sup>	100% Polyester 160 g/m <sup>2</sup>	100% Polyester 82 g/m <sup>2</sup>
Mittlere Schicht	235 g/m <sup>2</sup> 65/35 Poly/Rayon	235 g/m <sup>2</sup> 65/35 Poly/Rayon	235 g/m <sup>2</sup> 65/35 Poly/Rayon
Untere Schicht	PU laminiert 100% Polyester	PU laminiert 100% Polyester	PU laminiert 100% Polyester
Flächengewicht	578 g/m <sup>2</sup>	555 g/m <sup>2</sup>	477 g/m <sup>2</sup>
Verarbeitung	Laminierung Laminierung	Steppung Laminierung	Steppung Laminierung
Einlaufwert	2% x 2%	3% x 4%	8% x 3%
Absorbtionsgeschwindigkeit	✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓
Absorbtionsmenge	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓
Diffusion	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Langlebigkeit	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓
Trocknen	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Kosten	€€€	€€	€

↑ FUSION bietet mehr Komfort für Patient:innen und Vorteile für alle im Gesundheitswesen!

Hinterlässt ihre Spuren, indem sie keine Spuren hinterlässt

← Im Überblick